



KOD KATALOGOWY	AM-OSK-O/1R
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ
MODEL	AM-OSK-O/1R
CODE	AM-OSK-O/1R
TRADE NAME	LOWER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	AM-OSK-O/1R



**A. Orteza / Brace**  
**B. Pasy obwodowe / Circumferential straps**



- 1. PL:** Rozepnij ortezę (A) i odepnij pasy (B) od rzepów (1,2).  
**EN:** Unfasten the brace (A) and the straps (B) from the Velcro (1,2).



- 2. PL:** Przyłóż ortezę (A) do nogi (3) w taki sposób, aby zegary ortezy znajdowały się w osi stawu kolanowego.  
**EN:** Place the brace (A) on the leg (3) in such a way that the drop locks are in the axis of the knee joint.



- 3. PL:** Zapnij ortezę na rzepy w podanej kolejności (4,5).  
**EN:** Fasten the brace at the back with Velcro according to the following steps (4,5).



**4. PL:** Przypnij pas obwodowy (B) na rzep (6) ustawiając odpowiednią kompresję. Przepleć go przez klamrę i zapij na rzep (7).

**EN:** Fasten the circumferential strap (B) with the Velcro (6) setting the appropriate compression. Interlace it through the buckle and fasten with Velcro (7).



**5. PL:** Przypnij pas obwodowy (B) na rzep (8) ustawiając odpowiednią kompresję. Przepleć go przez klamrę i zapij na rzep (9).

**EN:** Fasten the circumferential strap (B) with the Velcro (8) setting the appropriate compression. Interlace it through the buckle and fasten with Velcro (9).



**PL:** **UWAGA!** Istnieje możliwość odwrócenia pasów w taki sposób, aby klamerka znajdowała się od zewnętrznej lub wewnętrznej strony kończyny, w zależności od potrzeby.

**EN:** **ATTENTION!** It is also possible to reverse the strap, so that the buckle is on the outside or inside part of the limb, depending on the need.



**6. PL:** Gotowy wyrób.  
**EN:** Product is ready to use.