



KOD KATALOGOWY	OKD-02
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ
MODEL	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ OKD-02
CODE	OKD-02
TRADE NAME	LOWER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	LOWER-EXTREMITY SUPPORT OKD-02



- 1. PL:** Rozepnij kłamry aby przygotować ortezę do założenia.
EN: Unbuckle the brace.




- 2. PL:** Stabilizator zawsze zakładaj na siedząco. Przed zapięciem ortozy, zegary powinny być ustawione dokładnie po bokach stawu kolanowego (w lini szpary stawowej) w określonym przez lekarza prowadzącego zakresie ruchomości.
EN: The po-op knee brace should be put while seating. Before buckling the straps, the drop locks should be on height of the femurs condyles (in joint space). The ROM should be adjusted according to the specialist recommendation.



3. PL: Zapnij rzepy według numeracji (1, 2).

EN: Fasten the Velcro straps according to the following steps (1, 2).



4. PL: Przepleć taśmy przez klamry i zapnij w podanej kolejności (3,4,5,6,7,8,9,10). Zapinanie ortozy zawsze zaczynaj od pasków leżących najbliżej stawu kolanowego.

EN: Interlace the straps through the buckles and fasten them according to the following steps (3,4,5,6,7,8,9,10). First, buckle the straps which are the closest to the knee.



- 5. PL:** PAMIĘTAJ! Tylko prawidłowo założona orteza pozostaje w osi stawu kolanowego i przylega równomiernie do całej kończyny.
- EN:** REMEMBER! Only correct adjustment of the knee brace provides perfect fitting!