

KOD KATALOGOWY	AM-TL-01
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY GÓRNEJ
MODEL	ORTEZA KOŃCZYNY GÓRNEJ AM-TL-01
CODE	AM-TL-01
TRADE NAME	UPPER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	UPPER-EXTREMITY SUPPORT AM-TL-01




**PL:** Dzięki odłączanym elementom, istnieje możliwość regulacji obwodowej ortozy = uniwersalny produkt.

**EN:** Thanks to detached elements, it is possible to regulate the circumference of the brace = universal product.



**1. PL:** Załóż ortezę na rękę  
**EN:** Put the brace on your elbow.



**2. PL:** Przepleć paski przez klamkerki i zapnij rzepy według podanej kolejności (1,2,3).  
**EN:** Interlace the lower straps through the buckle and fasten the Velcro closures according to the following steps (1,2,3).



**3. PL:** Gotowy wyrób.  
**EN:** Product is ready to use.

