



KOD KATALOGOWY	AM-BX-03
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY GÓRNEJ
MODEL	ORTEZA KOŃCZYNY GÓRNEJ AM-BX-03
CODE	AM-BX-03
TRADE NAME	UPPER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	UPPER-EXTREMITY SUPPORT AM-BX-03



- 1. PL:** Przypnij wewnętrzną pelotę silikonową (1) w odpowiednim miejscu i umieść ortezę na ramieniu (2).
EN: Attach the inner silicone pad (1) in the right place. Put the brace on the shoulder (2).



- 2. PL:** Zapnij tylny i przedni pas piersiowy (3 i 4) na rzep pamiętając jednocześnie o umieszczeniu osłony (5) pod ramieniem.
EN: Fasten the rear and front chest straps (3 and 4) with Velcro, remember to place the pad (5) under your arm.



- 3. PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.