


KOD KATALOGOWY	AS-N-02
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA NADGARSTKA
MODEL	ORTEZA NADGARSTKA AS-N-02
CODE	AS-N-02
TRADE NAME	WRIST ORTHOSIS
MODEL	WRIST ORTHOSIS AS-N-02




- 1. PL:** Rozepnij wyrób i umieść dłoń w ortezie.  
**EN:** Unfasten the product and place your hand in the brace.



- 2. PL:** Opleć taśmę wokół nadgarstka we wskazanym kierunku i zapnij rzep (1).  
**EN:** Wrap the tape around your wrist in the direction shown and close the Velcro fastener (1).

- 3. PL:** Opleć kciuk we wskazanym kierunku i zapnij rzepy (2,3).  
**EN:** Wrap the strap around your thumb in the following direction and fasten the Velcro closure (2,3).



- 4. PL:** Gotowy wyrób.  
**EN:** Product is ready to use.

