


KOD KATALOGOWY	U-SL
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA ŁOKCIA
MODEL	U-SL
CODE	U-SL
TRADE NAME	ELBOW ORTHOSIS
MODEL	U-SL



1. PL: Rozepnij ortezę i załóż na łokieć, ustaw odpowiednią kompresję i zapnij rzep na przedramieniu (1).

EN: Unfasten the brace and put it on your elbow, set the appropriate level of compression and fasten the Velcro on the forearm (1).



2. PL: Ustaw odpowiednią kompresję ortozy i zapnij rzep na ramieniu (2).

EN: Set the appropriate level of compression and close the Velcro fastener on your arm (2).



3. PL: Gotowy wyrób.

EN: Product is ready to use.