

KOD KATALOGOWY	OT-04
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA TUŁOWIA
MODEL	ORTEZA TUŁOWIA OT-04
CODE	OT-04
TRADE NAME	TORSO SUPPORT
MODEL	TORSO SUPPORT OT-04



- 1. PL:** Załóż ortezę na ramiona.
EN: Put the orthosis on your shoulders.
- 2. PL:** Zapnij przednią część ortozy na rzep.
EN: Fasten with Velcro the front part of the brace.



- 3. PL:** Ustaw odpowiednią kompresję szelek i zapnij pasy dociągowe.
EN: Set the appropriate belts compression and fasten the tension belts.



4. **PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.