


KOD KATALOGOWY	AM-WSP-04
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA PIERSIOWO-LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWA
MODEL	AM-WSP-04
CODE	AM-WSP-04
TRADE NAME	SPINAL ORTHOSIS
MODEL	AM-WSP-04



1. PL: Rozepnij ortezę i ustaw w dolnej partii pleców. Zapnij przednią część ortezy na rzep (1).

EN: Unbuckle the brace and place it on your lower back. Close the front part of the brace with Velcro (1).



2. PL: Zapnij pasy dociągowe na rzepy (2,3,4).

EN: Fasten the tension belts with Velcros (2,3,4).



3. PL: Gotowy wyrób.

EN: Product is ready to use.