


KOD KATALOGOWY	EB-LK
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA TUŁOWIA
MODEL	EB-LK
CODE	EB-LK
TRADE NAME	TORSO SUPPORT
MODEL	EB-LK



- 1. PL:** Rozepnij ortezę i ustaw w dolnej partii pleców. Zapnij przednią część ortozy na rzep (1).
EN: Unfasten the brace and put in the lower back. Fasten the front part of the brace with Velcro (1).



- 2. PL:** Zapnij pasy dociągowe na rzep (2,3).
EN: Fasten the tension belts with Velcro (2,3).



- 3. PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.