


KOD KATALOGOWY	AS-LK
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWA
MODEL	AS-LK
CODE	AS-LK
TRADE NAME	LOWER BACK BRACE
MODEL	AS-LK



1. **PL:** Przyłóż ortezę w okolicę lędźwiowo-krzyżową kręgosłupa.
EN: Place the brace on your lower back.



2. **PL:** Zapnij przednie zapięcie rzepowe.
EN: Fasten the Velcro closure.



3. **PL:** Przepleć pasek przez klamerkę zabezpieczającą przed przesuwaniem i zapnij rzepy.
EN: Place the strap through the safety buckle and fasten the Velcro closure.



4. **PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.