


KOD KATALOGOWY	EB-LK-03
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA TUŁOWIA
MODEL	ORTEZA TUŁOWIA EB-LK-03
CODE	EB-LK-03
TRADE NAME	TORSO SUPPORT
MODEL	TORSO SUPPORT EB-LK-03






**(A) Orteza / Brace**

**(B) Pasy dociągowe / Tension belts**


**1. PL:** Rozepnij ortezę (A) i poluzuj pasy dociągowe (B).

**EN:** Unfasten the brace (A) and loosen the tension belts (B).



**2. PL:** Przyłóż ortezę (A) w okolicę lędźwiowo-krzyżową kręgosłupa, ustaw odpowiednią kompresję i zapnij rzep (1).

**EN:** Put the brace (A) in the lumbosacral part of the spine, set the appropriate compression and fasten with the Velcro (1).



**3. PL:** Ustaw odpowiednią kompresję i zapnij pasy dociągowe na rzepy (2,3).

**EN:** Set the appropriate compression and fasten the Velcro straps (2,3).



**4. PL:** Gotowy wyrób.

**EN:** Product is ready to use.