


KOD KATALOGOWY	ENDURO-02
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA TUŁOWIA
MODEL	ORTEZA TUŁOWIA ENDURO-02
CODE	ENDURO-02
TRADE NAME	TORSO SUPPORT
MODEL	TORSO SUPPORT ENDURO-02



1. **PL:** Ustaw ortezę w dolnej partii pleców.
EN: Place the brace on the lower back.



2. **PL:** Zapnij z przodu na rzep (1).
EN: Fasten at the front with Velcro closure (1).
3. **PL:** Zapnij z przodu na rzep (2).
EN: Fasten at the front with Velcro closure (2).



4. **PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.