


KOD KATALOGOWY	AM-OM
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA TUŁOWIA
MODEL	ORTEZA TUŁOWIA AM-OM
CODE	AM-OM
TRADE NAME	TORSO SUPPORT
MODEL	TORSO SUPPORT AM-OM



- 1. PL:** Załóż ortezę na biodra i zapnij rzepy (1,2).
EN: Place the brace on the hips and fasten the Velcros (1,2).



- 2. PL:** Zapnij paski pachwinowe (3,4) z tyłu pasa.
EN: Fasten the groin straps (3,4) on the back of the waist.



- 3. PL:** Gotowy wyrób (przód i tył).
EN: Product is ready to use (front and back).