



KOD KATALOGOWY	OKD-12
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ
MODEL	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ OKD-12
CODE	OKD-12
TRADE NAME	LOWER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	LOWER-EXTREMITY SUPPORT OKD-12



- 1. PL:** Rozepnij ortezę i przyłóż do nogi.
EN: Unfasten the brace and place it on the leg.



- 2. PL:** Zapnij rzepy (1,2).
EN: Fasten the Velcros closure (1,2).



- 3. PL:** Zapnij taśmy obwodowe (3,4).
EN: Fasten the wrap-around straps (3,4).



- 4. PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.