



KOD KATALOGOWY	OKD-19
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ
MODEL	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ OKD-19
CODE	OKD-19
TRADE NAME	LOWER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	LOWER-EXTREMITY SUPPORT OKD-19



- 1. PL:** Przyłóż ortezę do kolana w taki sposób, aby pelota (1) znajdowała się pod rzepką.
EN: Place the brace on the knee in such a way that the pad (1) is under the kneecap.



- 2. PL:** Zapnij rzepy (2 i 3).
EN: Fasten the Velcro (2 and 3).



- 3. PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.