


KOD KATALOGOWY	AM-OSK-Z
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA STAWU KOLANOWEGO
MODEL	AM-OSK-Z
CODE	AM-OSK-Z
TRADE NAME	KNEE ORTHOSIS
MODEL	AM-OSK-Z




1. PL: Rozepnij ortezę i załóż na nogę w taki sposób, aby rzepka znalazła się w otworze okołorzepkowym (1).

EN: Unfasten the brace and put on the leg to keep the kneecap in the patellar donut (1).



2. PL: Zapnij rzepy dolne (2,3) i górne (4,5).

EN: Fasten the top (2,3) and bottom Velcros (4,5).



3. PL: Gotowy wyrób.

EN: Product is ready to use.

