


KOD KATALOGOWY	EB-SK/P
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ
MODEL	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ EB-SK/P
CODE	EB-SK/P
TRADE NAME	LOWER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	LOWER-EXTREMITY SUPPORT EB-SK/P



- 1. PL:** Załóż ortezę na nogę i zapnij na rzep (1, 2).
EN: Put the brace on your leg and fasten with Velcro (1, 2).



- 2. PL:** Przepleć taśmy (3,4,5,6) przez klamry i zapnij na rzep w podanej kolejności.
EN: Interlace the straps (3,4,5,6) through the buckle and fasten with Velcro according to the following steps.



3. PL: Przepleć taśmy (7,8,9,10) przez klamry i zapnij na rzep w podanej kolejności.

EN: Interlace the straps (7,8,9,10) through the buckle and fasten with Velcro according to the following steps.



4. PL: Gotowy wyrób.

EN: Product is ready to use.