

KOD KATALOGOWY	AM-OSK-Z/S
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA STAWU KOLANOWEGO
MODEL	AM-OSK-Z/S
CODE	AM-OSK-Z/S
TRADE NAME	KNEE ORTHOSIS
MODEL	AM-OSK-Z/S



1. PL: Załóż ortezę na nogę.
EN: Pull the brace on the leg.



2. PL: Podciągnij ortezę do góry w taki sposób, aby rzepka znalazła się w otworze okołorzepkowym (1).
EN: Pull the brace up to keep the kneecap in the patellar donut (1).



3. PL: Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.

