



KOD KATALOGOWY	AS-P/RZ
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOLANA
MODEL	KNEE ORTHOSIS AS-P/RZ
CODE	AS-P/RZ
TRADE NAME	KNEE ORTHOSIS
MODEL	KNEE ORTHOSIS AS-P/RZ



- PL:** Umieść pelotę silikonową tuż pod rzepką (1), przepleć pasek przez klamrę i zapnij rzep (2).  
**EN:** Place the silicone pad under the patella (1), interlace the strap through the buckle and fasten the Velcro (2).



- PL:** Gotowy produkt.  
**EN:** Product is ready to use.