


KOD KATALOGOWY	U-SK
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOLANA
MODEL	U-SK
CODE	U-SK
TRADE NAME	KNEE ORTHOSIS
MODEL	U-SK

- 1. PL:** Przyłóż ortezę (1) do nogi w taki sposób, aby rzepka znalazła się w jej centralnej części.
EN: Place the brace (1) on the leg, so that the kneecap is in the central part of the orthosis.



- 2. PL:** Zapij rzepy w podanej kolejności (2,3,4).

EN: Fasten the Velcro straps according to the following order (2,3,4).



- 3. PL:** Gotowy wyrób.

EN: Product is ready to use.