

KOD KATALOGOWY	AS-PU-02
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ
MODEL	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ AS-PU-02
CODE	AS-PU-02
TRADE NAME	LOWER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	LOWER-EXTREMITY SUPPORT AS-PU-02



1. PL: Załóż ortezę na podudzie.
EN: Put the brace on the calf.



2. PL: Zapnij taśmy dociągowe (1,2).
EN: Fasten the elastic straps (1,2).



3. PL: Zapnij taśmy dociągowe (3,4,5,6).
EN: Fasten the elastic straps (3,4,5,6).



4. PL: Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.