



KOD KATALOGOWY	AM-OSS-10
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOSTKI
MODEL	ORTEZA KOSTKI AM-OSS-10
CODE	AM-OSS-10
TRADE NAME	ANKLE ORTHOSIS
MODEL	ANKLE ORTHOSIS AM-OSS-10



1. **PL:** Załóż ortezę na nogę i zapnij rzep (1).
EN: Put the brace on the leg and fasten the Velcro (1).



2. **PL:** Zapnij pasy ósemkowe według wskazanego kierunku.
EN: Fasten the Figure 8 straps according to the indicated direction.



3. **PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.