


KOD KATALOGOWY	AM-OSS-06
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOSTKI
MODEL	ANKLE ORTHOSIS AM-OSS-06
CODE	AM-OSS-06
TRADE NAME	ANKLE ORTHOSIS
MODEL	ANKLE ORTHOSIS AM-OSS-06



1. **PL:** Załóż ortezę na nogę.
EN: Put the brace on the leg.



2. **PL:** Zapnij górny rzep (1).
EN: Fasten upper the Velcro (1).



1



2



3



3. **PL:** Zapnij pas ATFL we właściwym kierunku (1,2,3) i zapnij rzep.
EN: Wrap ATFL strap around as the following steps (1,2,3) and fasten the Velcro.

4. **PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.