


| | |
|----------------|--------------------------|
| KOD KATALOGOWY | AM-OSS-12 |
| NAZWA HANDLOWA | ORTEZA KOSTKI |
| MODEL | ORTEZA KOSTKI AM-OSS-12 |
| | |
| CODE | AM-OSS-12 |
| TRADE NAME | ANKLE ORTHOSIS |
| MODEL | ANKLE ORTHOSIS AM-OSS-12 |



- 1. PL:** Załóż ortezę na nogę.
EN: Put the brace on the leg.



- 2. PL:** Zapnij rzepy (1) i (2)
EN: Fasten with Velcros (1) and (2).



- 3. PL:** Zapnij ósemkowe pasy docigowe (3) i (4).
EN: Fasten the Figure 8 straps (3) and (4).

- 4. PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.