

KOD KATALOGOWY	AM-SX-07
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOSTKI
MODEL	ORTEZA KOSTKI AM-SX-07
CODE	AM-SX-07
TRADE NAME	ANKLE ORTHOSIS
MODEL	ANKLE ORTHOSIS AM-SX-07



1. **PL:** Załóż ortezę na nogę.
EN: Put the brace on the leg.



2. **PL:** Zapnij rzep z tyłu (1).
EN: Fasten the Velcro strap on the back(1) of the brace.



3. PL: Przepleć pasek przez szlufkę.
EN: Luser the strap through the loop.



4. PL: Zapnij taśmę według wskazanego kierunku i zapnij rzep (2).
EN: Fasten the strap according to the indicated direction (2).



5. PL: Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.

