


KOD KATALOGOWY	U-U
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA NOGI
MODEL	U-U
CODE	U-U
TRADE NAME	LEG ORTHOSIS
MODEL	U-U



**1. PL:** Przyłóż ortezę do nogi i ustaw odpowiednią kompresję.  
**EN:** Put the brace on your leg and set the appropriate compression.

**2. PL:** Zapnij rzepy według podanej kolejności (1,2).  
**EN:** Close the Velcro in the order given (1,2).



**3. PL:** Gotowy wyrób.  
**EN:** Product is ready to use.