


KOD KATALOGOWY	AS-SKL/F
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ
MODEL	AS-SKL/F
CODE	AS-SKL/F
TRADE NAME	LOWER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	AS-SKL/F



**1. PL:** Rozepnij paski, załóż ortezę na nogę i podciągnij do góry w taki sposób, aby rzepka znalazła się w otworze okołorzępkowym (1).

**EN:** Unfasten the straps, place the brace on the leg to keep the kneecap in the patellar donut (1).



**2. PL:** Zapnij pasy krzyżowe ACL (2,3) i rzep górny (4).

**EN:** Fasten the ACL straps (2,3) and the Velcro fastener (4).



**3. PL:** Gotowy wyrób.

**EN:** Product is ready to use.

