

KOD KATALOGOWY	OKG-03
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY GÓRNEJ
MODEL	ORTEZA KOŃCZYNY GÓRNEJ OKG-03
CODE	OKG-03
TRADE NAME	UPPER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	UPPER-EXTREMITY SUPPORT OKG-03



- 1. PL:** Załóż temblak w odpowiedniej pozycji terapeutycznej.  
**EN:** Put the sling on the correct therapeutic position.



- 2. PL:** Przepleć pasek przez klamerkę i zapnij rzep.  
**EN:** Interlace the strap through the buckles and fasten with Velcro.

- 3. PL:** Gotowy wyrób.  
**EN:** Product is ready to use.

