


KOD KATALOGOWY	OKD-Z/F
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ
MODEL	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ OKD-Z/F
CODE	OKD-Z/F
TRADE NAME	LOWER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	LOWER-EXTREMITY SUPPORT OKD-Z/F



- PL:** Przyłóż ortezę do nogi w taki sposób, aby rzepka znalazła się w otworze okolorzepakowym.
EN: Put the orthosis to your leg, keep the kneecap in the patellar donut.



- PL:** Zapnij rzepy w podanej kolejności.
EN: Fasten the Velcro straps according to the following steps.



- PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.