



KOD KATALOGOWY	OKG-18
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY GÓRNEJ
MODEL	OKG-18
CODE	OKG-18
TRADE NAME	UPPER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	OKG-18



1. PL: Odwiń górny element ortezy w taki sposób, aby cała szerokość przedniego paska silikonowego (1) znalazła się na zewnątrz ortezy.

EN: Unwrap the upper part of the brace, so that the entire width of the front silicone strap (1) is outside the brace.



2. PL: Załóż ortezę na rękę i podciągnij do góry. Następnie odwiń górny mankiet, aby pasek silikonowy znalazł się na skórze.

EN: Place the brace on the arm and pull up. Then unfold the upper part of the brace, so that the silicone strap is on the skin.



3. PL: Gotowy wyrób.

EN: Product is ready to use.