

AM-PT

PL: TERMOFORMOWANA PELOTA LĘDŹWIOWA
EN: THERMOFORMED PRESSURE BACK PAD



- 1. PL:** Odklej folię (1) zabezpieczającą rzep (2).
EN: Peel off the foil (1) protecting the Velcro (2).



- 2. PL:** Przypnij pelotę do ortozy w odpowiednim miejscu.
EN: Attach the pad to the brace in the right place.



- 3. PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.