


KOD KATALOGOWY	AM-SO-08
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA TUŁOWIA
MODEL	ORTEZA TUŁOWIA AM-SO-08
CODE	AM-SO-08
TRADE NAME	TORSO SUPPORT
MODEL	TORSO SUPPORT AM-SO-08



- 1. PL:** Rozepnij ortezę.  
**EN:** Unfasten the brace.



- 2. PL:** Ustaw ortezę w dolnej partii pleców i zapnij przednią część ortozy na rzep (1).  
**EN:** Put the orthosis in the lower back and fasten the front part of the brace with Velcro (1).



- 3. PL:** Zapnij pasy dociągowe na rzepy (2).  
**EN:** Fasten the tension belts with Velcros (2).

- 4. PL:** Gotowy wyrób.  
**EN:** Product is ready to use.