

KOD KATALOGOWY	OT-02
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA TUŁOWIA
MODEL	ORTEZA TUŁOWIA OT-02
CODE	OT-02
TRADE NAME	TORSO SUPPORT
MODEL	TORSO SUPPORT OT-02



1. **PL:** Ustaw ortezę w dolnej partii pleców.
EN: Put the brace in the lower back.



2. **PL:** Zapnij z przodu na rzep.
EN: Fasten at the front with Velcro closure.

3. **PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.