

KOD KATALOGOWY	OT-15
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA TUŁOWIA
MODEL	OT-15
CODE	OT-15
TRADE NAME	TORSO SUPPORT
MODEL	OT-15



- 1. PL:** Rozepnij ortezę, umieść ją na linii żeber, ustaw odpowiednią kompresję i zapnij z przodu na rzep (1).
EN: Unfasten the brace, place it on the line of ribs, set the appropriate compression and fasten the Velcro at the front (1)



- 2. PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.