

KOD KATALOGOWY	OT-12
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA TUŁOWIA
MODEL	OT-12
CODE	OT-12
TRADE NAME	TORSO SUPPORT
MODEL	OT-12



1. PL: Rozepnij ortezę, umieść ją w dolnej partii pleców, ustaw odpowiednią kompresję i zapnij z przodu na rzep (1).

EN: Unfasten the brace, place it in the lower part of the back, set the appropriate compression and fasten it with the Velcro at the front (1).



2. PL: Gotowy wyrób.

EN: Product is ready to use.