



KOD KATALOGOWY	OT-13
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA TUŁOWIA
MODEL	OT-13
CODE	OT-13
TRADE NAME	TORSO SUPPORT
MODEL	OT-13



1. PL: Rozepnij ortezę, umieść ją w dolnej partii pleców, ustaw odpowiednią kompresję i zapnij z przodu na rzep (1).

EN: Unfasten the brace, place it on the lower back and fasten at the front with Velcro (1).



2. PL: Ustaw odpowiednią kompresję pasów dociągowych i zapnij je na rzep (2).

EN: Set the compression of the tension straps and fasten them with Velcro (2).



3. PL: Gotowy wyrób.

EN: Product is ready to use.

